

Колба Бунзера - вакуумная фильтрация



мерный стакан используется для измерения объема растворов



пробирка используется для проведения химических реакций



фарфоровая ступка используется для измельчения твердых веществ



колба Вюрца используется как - составная часть прибора для перегонки



пипетка используется для - отбора раствора определенного объема



мерный цилиндр используется для измерения объема растворов




делительная воронка используется для -разделения не смешивающихся жидкостей





обратный холодильник используется для конденсирования паров и возврата конденсата в реакционный сосуд




прямой холодильник используется как составная часть прибора для перегонки



бюретка используется для измерения объема растворов



хлоркальциевая трубка используется для осушения газов



мерная колба используется для приготовления раствора определенной концентрации



круглодонная колба используется как реакционная емкость для работы в вакууме



воронка Бюхнера используется для фильтрации под вакуумом



фильтр Шотта используется для фильтрации под вакуумом



## Окраска пламени соединениями щелочных и щелочноземельных металлов

Металл IA группы	Окраска пламени	Металл IIA группы	Окраска пламени
Li	Карминово-красная	Ca	Оранжево-красная
Na 	Желтая	Sr	Карминово-красная
K 	Фиолетовая	Ba	Желтовато-зеленая
Rb	Синевато-красная		
Cs	Синяя		