

# Optic Center Group



# Boston™ Simplus



# Boston™ Simplus

<b>Свойства</b>	<b>Преимущества</b>
<b>Система удаления белковых отложений</b>	<b>Идеально подходит для современных жестких газопроницаемых материалов</b>
<b>Эффективное очищение</b>	<b>Неабразивные чистящие вещества удаляют загрязнения и отложения с поверхности линзы</b>
<b>Двойная система дезинфекции</b>	<b>Эффективна в отношении широкого спектра микроорганизмов .</b>
<b>Увлажняющие и смазывающие компоненты</b> <b>Оптимальная вязкость</b>	<b>Повышает удобство применения и обеспечивает комфорт при надевании.</b> <b>Раствор обволакивает поверхность линз и создает мягкую смачиваемую поверхность для комфортного ношения в течении всего дня</b>

# Boston™ Simplus

## **Многофункциональный раствор Boston™ Simplus**

**Многофункциональный раствор Boston Simplus предназначен для дезинфекции , увлажнения, очистки жестких газопроницаемых контактных линз. Запатентованное увлажняющее средство поддерживающие линзы постоянно увлажненными и обеспечивает комфорт при надевании в течении всего дня**

# Boston™ Simplus

## **Состав:**

**стерильный буферный раствор, содержащий  
полаксамин, борат натрия, гидроксиалкилфосфонат,  
борную кислоту, , хлорид натрия,  
гидроксипрпилметилцеллюлозу, Glucam™,  
хлоргексидина, глюконат – 0.003%  
полиаминопропилбигуанид 0.0005 %**

**Время дезинфекции:  
4 часа(минимальное)**

**Объем:  
120 ml**

# Boston™ Advance



# Boston™ Advance

<b>Свойства</b>	<b>Преимущества</b>
<b>Ультразмельченные полимерные частицы</b>	<b>Абразивный компонент мягко удаляет устойчивые белковые отложения. Идеально подходит для жестких газопроницаемых линз Устраняет необходимость в использовании очищающих таблеток у большинства пациентов</b>
<b>Неионный сурфактант (ПАВ) специфичный к липидам</b>	<b>Эффективно удаляет липидные отложения</b>
<b>Анионный сурфактант (ПАВ)</b>	<b>Эффективно удаляет белковые отложения</b>
<b>Дополнительная подкраска (диоксид титана)</b>	<b>Обеспечивает обнаружение остаточных количеств очистителя на поверхности линзы облегчает удаление очистителя с поверхности линзы</b>

# Boston™ Advance

**Эффективно очищает жесткие газопроницаемые контактные линзы от налета и стойких отложений.**

**Раствор специально подкрашен для того, чтобы Ваши пациенты видели, насколько хорошо были промыты линзы.**

**Предназначен для очищения жестких газопроницаемых контактных линз из силиконакрилата и**

**фторсиликонакрилата до этапа**

**ремонтирования и дисинфекции.**



# Boston™ Advance

## **Состав:**

**Активные компоненты,  
этоксилированный алкилфинол,  
третичные и четвертичные фосфолипиды  
из масла какао.**

**Вспомогательные компоненты хлорид  
натрия, силикагель, диоксид титана.**

## **Объем:**

**30 ml.**

**Для жестких газопроницаемых контактных  
линз.**