

Optic Center Group



Boston™ Simplus



Boston™ Simplus

Свойства	Преимущества
Система удаления белковых отложений	Идеально подходит для современных жестких газопроницаемых материалов
Эффективное очищение	Неабразивные чистящие вещества удаляют загрязнения и отложения с поверхности линзы
Двойная система дезинфекции	Эффективна в отношении широкого спектра микроорганизмов .
Увлажняющие и смазывающие компоненты Оптимальная вязкость	Повышает удобство применения и обеспечивает комфорт при надевании. Раствор обволакивает поверхность линз и создает мягкую смачиваемую поверхность для комфортного ношения в течении всего дня

Boston™ Simplus

Многофункциональный раствор Boston™ Simplus

Многофункциональный раствор Boston Simplus предназначен для дезинфекции , увлажнения, очистки жестких газопроницаемых контактных линз. Запатентованное увлажняющее средство поддерживающие линзы постоянно увлажненными и обеспечивает комфорт при надевании в течении всего дня

Boston™ Simplus

Состав:

**стерильный буферный раствор, содержащий
полаксамин, борат натрия, гидроксиалкилфосфонат,
борную кислоту, , хлорид натрия,
гидроксипрпилметилцеллюлозу, Glucam™,
хлоргексидина, глюконат – 0.003%
полиаминопропилбигуанид 0.0005 %**

**Время дезинфекции:
4 часа(минимальное)**

**Объем:
120 ml**

Boston™ Advance



Boston TM Advance

Свойства	Преимущества
Ультразмельченные полимерные частицы	<p>Абразивный компонент мягко удаляет устойчивые белковые отложения.</p> <p>Идеально подходит для жестких газопроницаемых линз</p> <p>Устраняет необходимость в использовании очищающих таблеток у большинства пациентов</p>
Неионный сурфактант (ПАВ) специфичный к липидам	Эффективно удаляет липидные отложения
Анионный сурфактант (ПАВ)	Эффективно удаляет белковые отложения
Дополнительная подкраска (диоксид титана)	<p>Обеспечивает обнаружение остаточных количеств очистителя на поверхности линзы</p> <p>облегчает удаление очистителя с поверхности линзы</p>

Boston TM Advance

Эффективно очищает жесткие газопроницаемые контактные линзы от налета и стойких отложений.

Раствор специально подкрашен для того, чтобы Ваши пациенты видели, насколько хорошо были промыты линзы.

Предназначен для очищения жестких газопроницаемых контактных линз из силиконакрилата и

фторсиликонакрилата до этапа

ремонтирования и дисинфекции.

Boston™ Advance

Состав:

**Активные компоненты,
этоксилированный алкилфинол,
третичные и четвертичные фосфолипиды
из масла какао.**

**Вспомогательные компоненты хлорид
натрия, силикагель, диоксид титана.**

Объем:

30 ml.

**Для жестких газопроницаемых контактных
линз.**