

Портативний апарат  
штучної вентиляції  
легень «ОБЕРІГ» - 2010

Твій надійний вибір

# Портативний апарат ШВЛ «Оберіг» - 2010



# Застосування:

- ✦ Для пацієнтів з дихальною недостатністю;
- ✦ Для підтримки чи контролю дихання;
- ✦ Застосовується як для дорослих, так і для дітей;
- ✦ Використовується при невідкладній допомозі та при транспортуванні пацієнта.




# Портативний апарат ШВЛ «Оберіг» - 2010

- ✦ Пневматичний привід та електронне управління;
- ✦ Українська/Англійська панель управління, зручна для встановлення параметрів та вибору режимів вентиляції;
- ✦ 5.7 дюймовий дисплей для відображення основних параметрів та режимів вентиляції.



# Портативний апарат ШВЛ «Оберіг» - 2010

- ✦ Із заднім кронштейном для зручного кріплення апарату ШВЛ;
- ✦ З вбудованою батареєю резервного живлення  $\geq 2$  год.



# Портативний апарат ШВЛ «Оберіг» - 2010

- ✦ Джерело газу: кисень(O<sub>2</sub>);
- ✦ Режими вентиляції: IPPV, SIPPV(A/C), SIMV, SIGH, MANUAL, PEEP(опційно);
- ✦ Дихальний об'єм: 0~1500мл.
- ✦ I:E : 3:1~1:5
- ✦ Моніторинг: дихальний об'єм; хвилинний об'єм; частота дихання; тиск, створений апаратом ШВЛ; частка кисню, що вдихається

# Портативний апарат ШВЛ «Оберіг» - 2010

- ✦ Апарат та аксесуари компактно поміщені в алюмінієвий кейс;
- ✦ Привабливий зовнішній вигляд і легкий в транспортуванні.



**Дякуємо за увагу!**

