

Жартылай алмалы протезді дайындау технологиясы




Жартылай алмалы протезді дайындау кезеңдері

- 1- Лабораториялық кезең
- 2 -Лабораториялық кезең
- 3 -Лабораториялық кезең



1- Лабораториялық кезең


Қалыптың сапасын
бағалау




Ғаныштан мүсін құю



Протез жататын орынды
химиялық карандашпен
сызып алу




Балауыздан протез
негізін құю, окклюзиялық
білік жасау



2 -Лабораториялық кезең

Мүсінді артикулятор немесе окклюдаторға ғаныштау



Загипсовка моделей в артикулятор-окклюдатор.
а — модели доставлены в центральной окклюзии и скреплены; б — модели пригипсованы к нижней раме; в — модели пригипсованы к верхней раме; г — артикулятор-окклюдатор раскрыт.


Жасанды тістерді таңдау



Жасанды тістерді орнықтыру



ТИРЕКТІК ЭЛЕМЕНТТИ ДАЙЫНДАУ



3 -Лабораториялық кезең

СОҢҒЫ МҮСІНДЕУ




med-tools.ru


Тіректік элементті балауыз мүсінге орнықтыру



Кюветаға ғаныштау



Кюветаны қайнату



Пластмассаны қюветаға енгізу





Армировка

- Полимеризация



•Өңдеу, тегістеу, жылтырату





НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ

