

# **Использование компьютерной системы «Комфорт ЛОГО» в педагогической практике**



Из опыта работы учителя-логопеда  
Кориневской Р.Г.

НДОУ «Детский сад № 94» ОАО  
«РЖД» г.Кропоткин

# Программа «Комфорт»

обеспечивает благоприятные условия для развития ребенка и успешной адаптации к школе, осуществляет коррекцию логопедических нарушений. Проводится следующая работа с детьми:




- Диагностическая
- Образовательно-профилактическая
- Коррекционно-развивающая



# АППАРАТУРНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС НПФ «АМАЛТЕЯ» «КОМФОРТ ЛОГО»

Построение программы на модульной основе позволяет свободно планировать сеанс, чередуя периоды тренинга и отдыха, либо использовать несколько периодов работы или отдыха подряд, задавать длительность каждого периода сеанса, управлять их ходом. Помимо основного параметра, по которому строится обратная связь, в процессе сеанса возможен мониторинг других сигналов.




- Сеанс Температура
- Сеанс ЭМГ-Джекобсон
- Сеанс Кардио
- Сеанс Лого


# РЕЖИМ «ЛОГО»

используется в логопедической работе,  
обеспечивая:

- ❖ Обучение речевому дыханию.
- ❖ Уменьшение усталости и оптимизацию темпа речи за счет направленного снижения тонуса соответствующих групп мышц.
- ❖ Отработку звукопроизношения при оптимизации дыхательной функции, плавности речи, ее слитности, коррекцию нарушений темпа, ритма и мелодичности.
- ❖ Эффективную коррекцию расстройств в психоэмоциональной сфере, обусловленных различными общеневротическими и логоневротическими нарушениями.



# Режимы сеанса «Лого» разбиты на пять групп:



• Режим «Выдох»




• Режим «Чтение»


• Режим «Речь»

• Режим «Понятийное мышление»

• Режим «Отдых»



# Настройки сеанса «Лого»

 *Калфорния*

Пациент: vovk

**Сеансы**

- Диагностика
- Сеанс Т
- Сеанс ЭМГ
- Сеанс ЭМГ-Джекобсон
- Сеанс Кардио
- Сеанс Лого**

**Настройка**

**Сеанс Лого**

Время, мин.

Верхн. порог пульса

Нижн. порог пульса

Длит. выдоха, сек

Выдохов/мин.

1. Выдох: индикатор	2.00
2. Отдых: слайды	2.00
3. Выдох: "жалюзи" (цвет)	2.00
4. Отдых: слайды	1.00
5. Выдох: игра	2.00
6. Отдых: видео	2.00
7. Выдох: "жалюзи" (слайды)	2.00
8. Отдых: слайды	2.00
9. Чтение	2.00
10. Отдых: слайды	2.00
11. Понятийное мышление	2.00
12. Отдых: слайды	1.00
13. Речь	2.00

**Фаза 13**

Время, мин.

Выдох

- Индикатор
- "Жалюзи" (цвет)
- "Жалюзи" (слайды)
- Полоса
- Игра "Кексы"

Чтение

Речь

Понятийное мышление

Отдых

- Слайды
- Видео

Музыка

**Сигналы**

По умолчанию

Температура

ЭМГ

Кардио


Дыхание

О программе    Картотека    Результаты    Сеанс



# Сюжет «Жалюзи» (цвет)

Сеанс Лого : Пульс 75.0, Дьр/мин 11.4



Лого



Пульс, уд./мин.

75.0

Длина выдоха, сек.

Значение

2.5

Порог

2.40

Выдохов в минуту

Значение

11.4

Порог

16.70



Комфорт

Эмуляция

« Назад

Дальше »

Звук

9'13.54"

Пауза


■ Стоп

# СЮЖЕТ «ЖАЛЮЗИ» (СЛАЙДЫ)

Сеанс Лого: Пульс 75.0, Дых/мин 11.3



Лого



Пульс, уд./мин.

**75.0**

Длина выдоха, сек.

Значение **2.4**

Порог 2.40

Выдохов в минуту

Значение **11.3**

Порог 16.70

Калфорн

Эмуляция

« Назад

Дальше »

Звук

8'28.68"

Пауза

■ Стоп



# СЮЖЕТ «ПОЛОСА»

Сеанс Лого : Пульс 82.0, Дых/мин 11.3



Лого



Пульс, уд./мин.

82.0

Длина выдоха, сек.

Значение Порог  
3.2 2.40

Выдохов в минуту

Значение Порог  
11.3 16.70

Комфорт

Эмуляция

« Назад

Дальше »

Звук

3'38.49"

Пауза


■ Стоп

# СЮЖЕТ «ИГРА» (КЕКСЫ)

Сеанс Лого: Пульс 79.0, Дых/мин 13.4



Лого



Пулс, уд./мин.

79.0

Длина выдоха, сек.

Значение Порог

2.4

2.30

Выдохов в минуту

Значение Порог

13.4

17.40

Комфорт

Эмуляция

« Назад

Дальше »

Звук

1'05.52"

|| Пауза

■ Стоп

# СЮЖЕТ РЕЖИМА «ЧТЕНИЕ»

Сеанс Лого : Пульс 78.0, Дых/мин 13.1

Запись речи

па ка

га па

бя га

фа ха

Запись

1/3



# РЕЖИМ «ПОНЯТИЙНОЕ МЫШЛЕНИЕ»

Сеанс Лого: Пульс 75.0, Дых/мин 13.3

## КОТ НА КОРЗИНЕ



Запись речи

Запись

Лого

Пульс, уд./мин, Дыхание



Пульс, уд./мин.

75.0

Длина выдоха, сек.

Значение Порог  
2.5 2.30

Выдохов в минуту

Значение Порог  
13.3 17.40

Камфорн

Эмуляция

Назад

Дальше

Звук

0'13.68"

Старт

Стоп

# РЕЖИМ «РЕЧЬ»

Сеанс Лого: Пульс 81.0, Дых/мин 13.3



Запись речи



Запись



Лого



Пульс, уд./мин.

81.0

Длина выдоха, сек.

Значение Порог  
2.4 2.30

Выдохов в минуту

Значение Порог  
13.3 17.40

Камфорн

Эмуляция

« Назад

Дальше »

Звук

0'45.81"

▶ Старт

■ Стоп

# Значение программы «Комфорт ЛОГО»

Режим «Лого» компьютерной программы «Комфорт» позволяет логопеду проводить занятия адаптивной саморегуляции дыхания, артикуляции, голосообразования, речи, поведения и психоэмоционального состояния с внешней обратной связью по респираторной синусовой аритмии (РСА) с детьми старшего дошкольного возраста 5-7 лет.



# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

