

Использование вспомогательных приспособлений и технических средств в коррекционной работе с детьми раннего возраста с ОВЗ

Учитель-дефектолог
А. Р.Данильченко

ОПОРА ДЛЯ СТОЯНИЯ «БЕРЕЗКА»




Опора для стояния служит средством обучения навыкам вертикального положения ребенка.

ОПОРА ДЛЯ СТОЯНИЯ «НЕВАЛЯШКА»



Опора для стояния «Неваляшка» - вертикализатор с изменяемым углом наклона от горизонтального до вертикального положения, на колесиках с тормозами, предназначен для постепенной адаптации пациентов, находящихся в положении лежа на спине, в положение стоя.



«ЛЕВА»

ОПОРА ДЛЯ СИДЕНИЯ

позволяет удобно (правильно) разместить ребенка на опоре, закрепить тело ребенка в нужном симметричном положении, при отсутствии контроля головы и туловища, постепенно вывести ребенка со слабыми или спастическими мышцами спины и груди от наклонного положения полулежания в вертикальное положение сидения, путем постепенного поднимания спинки, оставляя руки ребенка свободными для других видов деятельности.



«МЕДВЕЖОНОК»



«ЕГОРКА»



«МИШУТКА»


ОПОРА ДЛЯ СИДЕНИЯ



«СЛОНЕНОК»



«АНТОШКА»



«ХОДУНКИ»

