


Описать правила получения спермы у хряков-производителей

**БИЛЕТ № 8 ВОПРОС 2**

---

- 
- ▣ *Получение спермы от хряка* Резиновая искусственная вагина (1942 г ВИЖ) имеет резиновый цилиндр, он короче на 10-15 см цилиндра вагины для быка.



- 
- ❑ Спермоприемник представляет собой широкогранную темного стекла банку на 500 мл, которую присоединяют к вагине отрезком резиновой камеры с отверстием для выхода воздуха, располагающимся напротив патрубка цилиндра. Секрет куперовых желез отфильтровывается стерильной марлевой салфеткой, одеваемой на горловину банки.



- 
- Резиновую вагину для хряка обрабатываю также как и для быка. В нее наливают 300-400 мл воды при 60°C и присоединяют обработанный спермоприемник. Сперму от хряка получают на деревянное чучело свиньи длиной 150 см, шириной 30 см и высотой 40 см.

- При фиксации на чучеле хряк делает несколько совокупительных движений. Длительность эякуляции 7-15 мин. Искусственную вагину извлекают из гнезда чучела, секрет куперовых желез выбрасывают, а сперму разбавляют в лаборатории

