



Консультативно-диагностическая
ПОЛИКЛИНИКА
им. Е. М. Нигинского

Алгоритм работы ассистента стоматолога во время приёма пациента терапевтического профиля

Татьяна Петровна Шумейко

медицинская сестра

стоматологического отделения

ООО «Поликлиники консультативно-диагностическая

им. Е.М.Нигинского»,

член ТРОО «ТОПСА»

Встреча пациента



Поприветствовать и пригласить пациента (по имени и отчеству) в кабинет.

Усаживаем пациента

Усадить удобно в кресле, поправить подголовник, укрыть салфеткой, предложить надеть очки, стереть губную помаду.



Подготовка к работе



Вымыть руки гигиеническим способом, надеть маску, перчатки, защитные очки (щиток).



Осмотр пациента

— Подать врачу лоток стерильный с набором инструментов, записать зубную формулу в карточку пациента, направить пациента на рентгеновский снимок, если потребуется.

— Подготовить анестезию (аппликационную и инъекционную).



Подготовка инструмента



- Подготовить наконечники (турбинный и микромотор-механический), боры.
- Для наложения коффердама: рамка, щипцы, кламер, при необходимости наносится жидкий коффердам.

Клампы для коффердама.

Клампы- металлические пружинящие зажимы для фиксации коффердама на зубе.

- Безкрылые
- С крыльями
- Гладкие
- С зазубренным захватом



Методики наложения коффердама

Техника "крыльев"

Удобна для наложения коффердама на моляры и премоляры, используют крыльчатые кламера.



Резиновый платок натягивается на рамку, в отверстие фиксируется зажим.



В специально предусмотренные отверстия зажима фиксируются щипцы.



На лицо пациента накладывается специальная салфетка

Начало работы

- Во время формирования полости эвакуировать жидкость с коффердама слюноотсосом.
- Для удаления пульпы используется пульпоэкстрактор.
- Измерение апекслокатором длины каналов.



Расширение каналов



Подготовить бокс с К-файлами, профайлами, протейперами, спредером; пасту для расширения каналов, эндодонтический наконечник, калибровочную линейку, одноразовый шприц с антисептиком 5-10 мл.



Заключительный этап



Пломбирование каналов,
рентген- контроль, реставрация зуба,
рекомендации после лечения.



ДО

ПОСЛЕ



Дезинфекция

Проводится дезинфекция рабочего места (стол, лампа, кресло), инструмента, наконечников.

Промывается отсасывающая система (слюноотсос, пылесос)



Спасибо за внимание!





Консультативно-диагностическая
ПОЛИКЛИНИКА
им. Е. М. Нигинского

Алгоритм работы ассистента стоматолога во время приёма пациента терапевтического профиля

Татьяна Петровна Шумейко

медицинская сестра

стоматологического отделения

ООО «Поликлиники консультативно-диагностическая

им. Е.М.Нигинского»,

член ТРОО «ТОПСА»